


■DPシリーズ 対応ソフトウェア・対応OS一覧

DP-BSW/DP2-BSW/cellSens編

ソフトウェア	対応OS	DP70	DP71	DP72	DP73	DP74	DP80	DP25 ※1			DP26	DP27	DP28	DP20	DP21	DP22	DP23	DP30BW
								DP25	DP25-1-5	DP25-4								
cellSensVer1.3	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○	○			○ ※6	○	○			○ ※2	○				
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○ ※3	○				
cellSensVer1.4/1.41	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○	○			○ ※6	○	○			○ ※2	○				
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○ ※3	○				
cellSensVer1.5	Windows7 Ultimate/Professional(32bit)	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○ ※3	○				
	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○	○			○ ※6	○	○			○	○				
cellSensVer1.6	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	Windows7 Ultimate/Professional(32bit)	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer1.7	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○	○			○ ※6	○	○			○	○				
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer1.7.1	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○	○			○ ※6	○	○			○	○				
cellSensVer1.8	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer1.8.1	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○	○			○ ※6	○	○			○	○				
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer1.9	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○	○			○ ※6	○	○			○	○				
cellSensVer1.11	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer1.12	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	Windows8 Pro(32bit)	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer1.13	Windows8 Pro(64bit)	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	Windows8.1 Pro(32bit)	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer1.14	Windows8.1 Pro(64bit)	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer1.15	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	Windows8 Pro(32bit)	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer1.16	Windows8.1 Pro(32bit)	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	Windows10 Pro(64bit)	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer1.17	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer1.18	Windows8.1 Pro(32bit) ※9	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	Windows10 Pro(32bit) ※9	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer2.1	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer2.3	Windows8.1 Pro(32bit) ※9	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
	Windows10 Pro(32bit) ※9	○	○	○	○			○ ※5	○	○			○	○				
cellSensVer3.1	Windows8.1 Pro(64bit)	○	○	○	○			○ ※10	○	○			○	○				
	Windows10 Pro(64bit)	○	○	○	○			○ ※10	○	○			○	○				
cellSensVer3.1.1	Windows8.1 Pro(64bit)	○	○	○	○			○ ※10	○	○			○	○				
	Windows10 Pro(64bit)	○	○	○	○			○ ※10	○	○			○	○				
cellSensVer3.2	Windows8.1 Pro(64bit)	○	○	○	○			○ ※10	○	○			○	○				
	Windows10 Pro(64bit)	○	○	○	○			○ ※10	○	○			○	○				

※1: DP25には3種類ございます。事前にカメラヘッド本体背面のラベルに記載されているモデル名をご確認ください(下図参照)。
 ※2: DP20-DRVVer01.01以上が必要
 ※3: DP20-DRVVer01.02以上が必要
 ※4: DP73をVista Ultimate/Business(32bit) with SP2、Windows7 Ultimate/Professional(32bit)、Windows8/8.1 Pro(32bit)と組合せて使用する場合はメモリ拡張プログラムの適用が必要です。
 ※5: DP25(カメラヘッド本体背面のラベルのモデル名が下図①のもの)をVista Ultimate/Business(32bit) with SP1、Windows7 Ultimate/Professional(32bit)と組合せて使用する場合はDP25のファームウェアのアップグレード(有償)が必要です。
 ※6: DP25(カメラヘッド本体背面のラベルのモデル名が下図②のもの)でWindowsXP Professional(32bit) with SP2と組み合わせて使用する場合は、IEEE1394デバイドライバの旧バージョンへの変更が必要です。
 デバイスドライバダウンロードサイト: http://www.olympus.co.jp/ps/support/dl/software/dp25_xps9/index.cfm?product=dp2
 ※7: DP25-4(カメラヘッド本体背面のラベルのモデル名が下図③のもの)をDP2-BSW Ver2.2で使用する場合は、カメラドライバのアップグレード(欠陥補正機能)が必要です。
 カメラドライバダウンロードサイト: <http://www.olympus-lifescience.com/ja/support/downloads/>
 ※8: 2008年11月以前に出荷されたDP72には、ハッチの適用が必要です。
 ※9: cellSens Ver.1.1以降、Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1、Windows8.1 Pro(32bit)、Windows10 Pro(32bit)組合せてcellSens Dimensionは非対応です。
 ※10: DP80 WDRは非対応

(DP25モデル名確認方法)



非対応